

Bedienungsanleitung MA2602 MA2603



- Bitte bewahren Sie dieses Produkthandbuch ordnungsgemäß auf, um jederzeit leicht darauf zugreifen zu können, und lesen Sie es vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Inhaltsverzeichnis

1. Verzeichnis	1
2. Sicherheitsvorkehrungen	2
(1) Nutzungsumgebung	2
(2) Personen, die dieses Gerät nicht verwenden sollten.....	2
3. Vorbereitung vor der Verwendung.....	3
(1) Installation des Sitzkissens	3
(2) Einstellung der Sitzhaltung	3
(3) Methode zum Bewegen des Massagesessels	4
(4) Platzierung von Massagesesseln	4
(5) Einschalten der Stromversorgung	5
4. Hauptkonstruktionsnamen und Funktionen	6
5. Einführung in die Funktionen des Bedienfelds	7
G. Bedienungsanleitung für das Massageprogramm	8
Tägliche Wartung	9
8. Technische Parameter	10

Hinweis:

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Verbesserungen am Produkt und an den Anleitungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Das Aussehen des Produkts basiert auf dem tatsächlichen Produkt. Sollte es aufgrund von Produktaktualisierungen oder anderen Gründen Unterschiede zwischen der Beschreibung der Standardkonfiguration und dem tatsächlichen Produkt geben, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Sicherheitsvorkehrungen

(1) Nutzungsumgebung

- (1) Nach der Verwendung oder vor der Reinigung des Produkts ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- (2) Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in besonders feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Saunen, Thermalbädern usw., um Schimmelbildung, Stromschlag, Brand oder mechanische Ausfälle zu vermeiden.
- (3) Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit einer Raumtemperatur über 40 Grad Celsius.
- (4) Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- (5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit zu viel Staub, Ölflecken oder Sauerstoffmangel.
- (6) Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizlüftern, Öfen oder direktem Sonnenlicht auf, da dies zu einer Überhitzung der Teile im Inneren des Massagesessels führen und einen Brand verursachen kann.
- (7) Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf unebenem Untergrund. Stellen Sie den Massagesessel auf einer ebenen Fläche wie dem Boden auf.
- (8) Um Stromschläge zu vermeiden, bestätigen Sie bitte, ob die Steckdose geerdet ist. Konsultieren Sie das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, wenn Sie den Erdungsdraht für die Steckdose installieren.
- (9) Verwenden Sie das Gerät nicht während des Rauchens.



(2) Personen, die dieses Gerät nicht verwenden sollten

Die folgenden Personen sollten vor der Verwendung einen Arzt konsultieren (da dies zu körperlichen Beschwerden oder sogar Unfällen führen kann, die Gefahren bergen).


- (1) Patienten mit bösartigen Tumoren oder bösartigen Eiteransammlungen.
- (2) Patienten mit schweren Herzerkrankungen.
- (3) Patienten mit schweren Hautkrankheiten.
- (4) Patienten mit schwerer Knochenhyperplasie.
- (5) Schwangere.
- (6) Personen, die unter ärztlicher Aufsicht zur Erholung sind, insbesondere solche, die körperliche Abnormalitäten verspüren.
- (7) Personen mit Wirbelsäulenanomalien oder Rückenverkrümmungen aufgrund von Unfällen oder Krankheiten.
- (8) Personen, die Ruhe benötigen.
- (9) Personen mit Gelenkdeformationen.
- (10) Personen mit medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern im Körper.
- (11) Personen mit akuten Symptomen von inneren Krankheiten wie Gastritis, Enteritis, Demenz, Hepatitis usw.
- (12) Personen mit schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen.
- (13) Personen mit sensorischen Beeinträchtigungen müssen bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig sein, da sich seine Oberfläche erwärmt und sie nicht empfindlich auf Hitze reagieren.
- (14) Personen mit hohem Fieber.
- (15) Dieses Produkt wird nicht für Personen (einschließlich Kinder) empfohlen, die körperliche Behinderungen, sensorische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder über keine relevanten Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt und angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- (16) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.



Erlauben Sie es Personen unter 18 Jahren oder solchen, die ihr Verhalten nicht kontrollieren können (wie psychisch Kranke, geistig behinderte Personen, gelähmte Patienten usw.), nicht, den Massagesessel alleine zu bedienen oder mit verschiedenen Teilen des Sessels in Kontakt zu kommen. Diese Situation könnte zu einem Stromschlag, Verletzungen des Benutzers oder einem Ausfall von Komponenten führen.

Vorbereitung vor der Verwendung

(1) Installation des Sitzkissens



(1) Sitzkisseneinstellung

- Drücken Sie die entsprechenden Tasten wie "Rückenlehne hoch" und "Rückenlehne runter", um den für den Körper bequemsten Winkel einzustellen.
- › Wenn Sie die Taste zum Anheben der Rückenlehne gedrückt halten, wird sich die Rückenlehne (Füße) kontinuierlich heben oder senken. Wenn sie in eine geeignete Position geneigt ist, lassen Sie die Taste einfach los, um anzuhalten.



Anforderung: Stellen Sie beim Einstellen der Rückenlehne und der Beinpolster sicher, dass vor und hinter dem Massagesessel ausreichend Platz bleibt.

(3) Methode zum Bewegen des Massagesessels

Beim Bewegen heben Sie die Armlehnen auf beiden Seiten an und bewegen den Sessel.

Achtung!


Bewegen Sie den Sessel nicht mit Personen darauf.

Verwenden Sie keine kleinen Rollen, um den Sessel auf leicht beschädigbaren Böden zu bewegen.

(4) Platzierung von Massagesesseln

Bitte lassen Sie ausreichend Platz um den Massagesessel, wenn Sie sich auf die Massage vorbereiten.


- (1) Der Ort, an dem der Massagesessel platziert wird, sollte ausreichend Platz bieten, damit sich die Rückenlehne zurücklehnen und die Fußstütze anheben kann.
- (2) Sorgen Sie für einen Abstand von mindestens 20 Zentimetern hinter und mindestens 20 Zentimetern vor dem Massagesessel.
- (3) Stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter dem Massagesessel keine Hindernisse befinden.
- (4) Um Schäden am Boden zu vermeiden, legen Sie bitte einen Teppich unter den Massagesessel, um den Boden zu schützen.



(5) Stromversorgung starten

(1) Umgebung überprüfen



Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Massagesessels befinden.




(2) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein.



- 1 Bitte überprüfen und bestätigen Sie, ob das Netzkabel unter dem Massagesessel eingeklemmt ist.
- 2 Ist der Erdungsdraht ordnungsgemäß angeschlossen?
- 3 Bevor Sie den Stecker einstecken, stellen Sie sicher, dass alle Bedientasten (einschließlich des Hauptschalters) ausgeschaltet sind.



Hauptkonstruktionsnamen und Funktionen



Anleitung für die Bedienungstasten

Einschalttaste: Standardmäßig schaltet sich der Maschine in den 15-Minuten-Automatikmodus ein, wenn er eingeschaltet wird. Durch erneutes Drücken wird der 20-Minuten-Modus dann 25-Minuten-Modus-dann 30-Minuten-Modus / aktiviert. Durch nochmaliges Drücken wird der Massagesessel ausgeschaltet.


Modus: Es stehen mehrere Automatikmodi zur Auswahl. A1 A2 A3 A4 A5 A6

Intensität: Passt die Intensität der Rückenmassage an, mit drei einstellbaren Stufen: hoch, mittel und niedrig.

Heizung: Schaltet die Heizfunktion ein/aus.

Anheben: Halten Sie die Taste „Anheben“ gedrückt, um die Rückenlehne anzuheben.

Absenken: Halten Sie die Taste „Absenken“ gedrückt, um die Rückenlehne abzusenken.



Produktparameterdetails

Die gesamte Maschine verwendet blasgeformte Armlehnen; Der Rücken verfügt über eine schwebende Massagesesselbewegung, die den Winkel automatisch an verschiedene Körpertypen anpasst. Einbaufertiges Design, sofort einsatzbereit nach dem Auspacken; Beliebig einstellbare Winkel der Unterschenkel und Rückenlehne, um eine Zero-Gravity-Massage wie im Raumschiff zu erreichen; Metallbewegung, geräuscharmes Design, Verwendung von speziellem PU-Ledermaterial für Massagesessel und exzellenter Nähtechnologie; Zusätzliche Funktionen umfassen einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher, um eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen und Musik abzuspielen. (VD GROUP)

Produktmerkmale

Massagebereiche: Kopf, Nacken, Rücken, Taille, Beine

Luftkissenbereich: Beine
Massagetechniken: Kneten, Massage, Drücken, Wärmekompresse

Massageintensität: Sie können die Massageintensität nach Ihren Bedürfnissen anpassen

Beine: Luftkissenmassage für die Beine

Tägliche Wartung

- (1) Der Massagesessel sollte stets sauber und staubfrei gehalten werden und an einem nicht feuchten Ort platziert werden.
- (2) Wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie ihn bitte mit einem Tuch ab.
- (3) Stellen Sie den Massagesessel nicht in direktes Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen auf, da dies dazu führen kann, dass das Leder des Massagesessels verblasst und schneller altert.
- (4) Um den Massagesessel zu reinigen, schalten Sie bitte den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stromstecker heraus.
- (5) Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel wie Benzol enthalten, um Massagesessel zu reinigen, da dies zu Verfärbungen, Alterung, Rissen usw. des Leders führen kann.
- (6) Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder ein spezielles Bauteil ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Wartungsabteilung gekauft wurde.

Technische Parameter

Produktmodell: MA2602

Größe: 140cm

MA2603

Nettogewicht/Bruttogewicht: 41kg

Nennspannung: 110V-240V

Stehgröße: 119 * 72 * 105cm

Nennleistung: 70W

Geeignete Höhe: 155-178cm

Nennzeit: 15/30min

Sicherheitsstufe: Klasse I

Instruction Manual MA2602 MA2603



- Please keep this product manual properly for easy reference at any time and carefully read it before using the product.

Directory

1、Catalogue	1
2、 Safety precautions	2
(1) Usage environment	2
(2) Those who are not suitable for using this device	2
3、 Preparation before use	3
(1) Seat cushion installation	3
(2) Sitting posture adjustment	3
(3) Method of Moving the Massage Chair	4
(4) Placement of massage chairs	4
(5) Starting power supply	5
4、 Main construction names and functions	6
5、 Introduction to Control Panel Functions	7
6、 Massage Program Operating Instructions	8
7、 Daily maintenance	9
8、 Technical parameters	10

Reminder:

Our company reserves the right to make improvements to the product and instructions without prior notice. The appearance of the product shall be based on the actual product. If there are differences between the standard configuration description and the actual product due to product upgrades or other reasons, please refer to the actual product.

Safety precautions

(1) Usage environment

- (1) After use or before cleaning the product, please unplug the power plug from the socket.
- (2) Do not use or store this device in particularly humid environments such as bathrooms, saunas, hot springs, etc. to avoid mold, electric shock, fire, or mechanical failure
- (3) Do not use in environments with room temperature above 40 degrees Celsius
- (4) Do not use this device outdoors.
- (5) Do not use this machine in an environment with too much dust, oil stains, or oxygen deficiency. (6) Do not place this machine in a hot air stove, stove, or direct sunlight, as this can cause overheating of the parts inside the massage chair and cause fire.
- (7) Do not use this machine in an uneven area. Please place the support in a level area such as the floor for use.
- (8) To prevent electric shock, please confirm whether the socket is grounded. Please consult the sales store when installing the grounding wire for the socket
- (9). Do not use it while smoking.



(2) Those who are not suitable for using this device

The following personnel should consult a doctor before using (which may cause physical discomfort or even accidents, resulting in danger).



- (1) Patients with malignant tumors or malignant pus masses.
- (2) Patients with severe heart disease.
- (3) Patients with severe skin diseases.
- (4) Patients with severe bone hyperplasia.
- (5) Huai Zhe.
- (6) Under the guidance of a doctor for recuperation, especially for those who feel physically abnormal
- (7) Individuals with spinal abnormalities or back curvature caused by accidents or illnesses.
- (8) Those who need quietness.
- (9) Joint deformers.
- (10) Individuals with medical devices such as pacemakers implanted in their bodies.
- (11) Individuals with acute symptoms of visceral diseases such as gastritis, enteritis, dementia, hepatitis, etc.
- (12) Individuals with severe blood circulation disorders in the legs.
- (13) Individuals with sensory impairments must pay attention when using this product as its surface heats up and is not sensitive to heat.
- (14) Individuals with high fever symptoms.
- (15) This product is not recommended for use by individuals (including children) who have physical disabilities, sensory or mental impairments, or lack relevant experience and knowledge, unless there is supervision and guidance from someone responsible for their safety when using this product.
- (16) Children should be taken care of to ensure that they do not play with this product.



Do not allow individuals under the age of 18 or those who cannot control their behavior (such as mentally ill individuals, mentally disabled individuals, paralyzed patients, etc.) to operate the massage chair alone or come into contact with various parts of the chair. This situation may lead to electric shock, injury to the user, or component failure.

Preparation before use


(1) Seat cushion installation



(2) Seat cushion adjustment

• Press the relevant buttons such as "backrest up" and "backrest down" to adjust to the most comfortable angle for the body

※When pressing and holding the chair back lift button, the chair back (feet) will continue to rise or fall. When tilted to a suitable position, simply release the button to stop.



Requirement: When adjusting the backrest and leg pads, ensure that there is sufficient space left in the front and back of the massage chair.

(3) Method of Moving the Massage Chair

When moving, lift the handrails on both sides and move.

Attention!


Do not move with people.

Do not use small pulleys to move on easily damaged floors.

(4) Placement of massage chairs

Please leave enough space around the massage chair when preparing for the massage


- (1) The place where the massage chair is placed should have sufficient space for the chair back to recline and the foot rest to rise.
- (2) Ensure a space of at least 20 centimeters at the back and at least 20 centimeters in front of the massage chair.
- (3) Ensure that there are no obstacles in front and behind the massage chair.
- (4) To prevent damage to the ground, please place a carpet under the massage chair to avoid damaging the ground.




(5) Starting power supply

(1) Confirm the surrounding environment




Confirm that there are no obstacles around the massage chair




(2) Insert the plug into the power socket and turn on the power switch



1. Please check and confirm if the power cord is pressed under the massage chair
2. Is the ground wire properly connected
3. Before inserting the plug, ensure that all operating buttons (including the main power switch) are turned off



Main construction names and functions



Instructions for operating buttons

Start button: defaults to turning on the machine and entering 15 minute automatic mode. Press again to enter 30 minute mode, and press again to turn off the massage chair


Mode: There are multiple automatic modes to choose from

Intensity: Adjust the intensity of the back massage, with three adjustable gears: high, medium, and low

Heating: Turn heating function on/off

Rise: Long press "Rise" to raise the backrest

Drop: Long press "Drop" to lower the backrest



Instructions for operating buttons

On key: By default, the machine will enter 15 minute automatic mode when turned on, and then press again to enter 30 minute mode. Press again to turn off the massage chair;

Mode : There are multiple automatic modes to choose from;

Intensity: Adjust the intensity of the back massage, with three adjustable gears: high, medium, and low.

Heating: Turn on/off the heating function

Rise: Long press "Rise" to raise the backrest

Drop: Long press "Drop" Backrest down

Product parameter details

The entire machine adopts blow molded handrails; The back adopts a suspended massage chair movement that automatically adjusts the angle according to different body types. One piece installation free design, ready to use after unpacking; Arbitrarily adjusting the angles of the calves and backrest to achieve zero gravity massage of the spacecraft; Metal movement, silent design, using PU massage chair specialized leather material, and exquisite sewing technology; Additional features include a built-in Bluetooth speaker to connect to your phone and play music.

Product features

Massage areas: Head, Neck, Back, Waist, Legs

Airbag part: Leg

Massage techniques: Kneading, Massage, Squeezing, Hot compress

Massage intensity: You can adjust the massage intensity according to your own situation

Legs: Airbag massage legs

Daily maintenance

- (1) The massage chair should be kept clean and dust-free at all times, and placed in a non damp place
- (2) If not used for a long time, please cover it with a cloth.
- (3) Do not place the massage chair in direct sunlight or at high temperatures, as this can cause the leather of the massage chair to fade and accelerate aging.
- (4) To clean the massage chair, please turn off the main power switch and unplug the power plug
- (5) Do not use cleaning agents containing organic solutions, such as benzene, to clean massage chairs, as this may cause leather discoloration, aging, cracking, etc
- (6) If the power cord is damaged, it must be replaced with a dedicated cord or a dedicated component purchased from its manufacturer or maintenance department.

Technical parameters

Product model: MA2602 MA2603 Size: 140cm

Rated voltage: 110V-240V

Net weight/gross weight: 41kg

Rated power: 70W

Standing size: 119 * 72 * 105cm

Rated time: 15/30min

Applicable height: 155-178cm

Safety level: Class I